

AIR JET SIEVE



Vector Alpine-R, kuru malzemelerin doğru partikül boyutu analizini yapmak için tasarlanmış bir cihazdır. 5 μ m ile 4 mm arasındaki ölçüm aralığıyla bu Air Jet Sieve cihazı, kimya, plastik, gıda, ilaç ve daha birçok sektör için idealdir.



VTR-1014



Vector Air Jet Sieve

Hassas Partikül Boyutu Analizi

Gelişmiş Teknoloji

Vector Air Jet Sieve, eleme odasında vakum oluşturmak için delikli bir nozul ve endüstriyel bir vakum kullanır. Bu, hava akışını elek ağından hızlandırarak, ince partikülleri etkili bir şekilde ayırır, doğru ve güvenilir bir analiz sağlar.

Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik bir tasarımla inşa edilen Vector Alpine-R, partikül boyutu analizinde uzun süreli güvenilirlik ve doğruluk sağlar. Sessiz çalışması ve verimli dağılıma özellikleri, ince dökme maddelerin kalite kontrolü için onu değerli bir araç haline getirir.

Ana Özellikler

- Geniş Ölçüm Aralığı: 5 µm ~ 4 mm
- Etkili Dağıtım: Air Jet teknolojisi ile verimli parçacık ayrımı
- Parti Kapasitesi: 0,3 ila 1000 gram arasındaki numuneleri işleyebilir
- Dijital Kontroller: Hassas çalışma için ayarlanabilir hız ve süre
- Vakum Aralığı: 1.000 - 6.000 Pa
- USB Arayüzü: Kolay veri aktarımı ve entegrasyon
- Kullanıcı Dostu Arayüz: 7 inç dokunmatik panel ile sezgisel kullanım
- Kalite Güvencesi: CE sertifikalı ve ISO standartlarına uygun

Geniş bir malzeme yelpazesi için kuru eleme işlemi için uygun olan Vector Air Jet Sieve, aşağıdaki uygulamalar için mükemmeldir:

- Çimento ve İnşaat Malzemeleri
- Farmasötik Tozlar
- Gıda İçerikleri
- Kimyasal Maddeler
- Plastik Granüller

Ayarlanabilir nozul hızı ve Açık Ağ Fonksiyonu, eleme verimliliğini artırarak, ağ yakınındaki parçacıkları azaltır ve doğruluğu geliştirir.

Sonuç

Gelişmiş teknolojiyi kullanıcı dostu bir tasarımla birleştiren Vector Air Jet Sieve, geniş bir endüstri yelpazesi için hassas partikül boyutu analizi sunar. Yenilikçi özellikleri ve güvenilir performansı ile partikül analizi ihtiyaçlarınız için ideal bir çözümdür.

Vector Air Jet Sieve, uluslararası kalite standartlarına uygundur. CE sertifikalı ve ISO 9001 uyumludur.



Vector Air Jet Sieve

Hassas Partikül Boyutu Analizi

Kullanıcı Dostu Tasarım

7 inç dokunmatik ekrana sahip olan Vector Air Jet Sieve, parametrelerin kolayca ayarlanmasını ve eleme sürecinin izlenmesini sağlar. Otomatik vakum düzenleme seçeneği, minimum çaba ile tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini garanti eder.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|--------------------------|--|
| Ölçüm Aralığı | 5 µm ~ 4 mm |
| Eleme Yöntemi | Hava jeti ile dağıtım |
| Parti Kapasitesi | 0,3 - 100 gram |
| Ayarlanabilir Hız | Dokunmatik ekrandan dijital olarak ayarlanabilir |
| Ayarlanabilir Süre | Dokunmatik ekrandan dijital olarak ayarlanabilir |
| Vakum Aralığı | 1.000 - 6.000 Pa |
| Kuru Eleme İçin Uygunluk | Evet |
| Arayüz | Veri aktarımı için USB bağlantı noktası |
| Kontrol Paneli | 7 inç dokunmatik ekran |
| Eleme Çapı | 200 mm Ø (farklı boyutlar için adaptörler mevcuttur) |
| Güç Kaynağı | 220 V, 50/60 Hz |
| Boyutlar (G x Y x D) | 50 x 45 x 25 cm |
| Sertifikalar | CE sertifikalı, ISO 9001 uyumlu |