

ÇİMENTO HARÇ MİKSERİ



Otomatik Programlanabilir Harç Mikseri, çimento, harç, alçı ve diğer malzemelerin karıştırılması için bir çözümdür. Bu mikser, EN 196-1, EN 196-3, EN 480-1, ASTM C305 ve ISO 679 gibi en katı endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve her karıştırma işlemi için yüksek kaliteli, güvenilir sonuçlar sağlar. Laboratuvar kullanımı veya endüstriyel uygulamalar için olsun, bu mikser, çimento karıştırma sürecini eşi görülmemiş verimlilik, hassasiyet ve kullanım kolaylığı ile devrim niteliğinde bir şekilde dönüştürmektedir.



VTR-1017



Vector Otomatik Harç Mikseri

Optimal Karıştırma Çözümü

Genel Bakış

Mikroişlemci kontrollü sistemle donatılmış olan Otomatik Harç Mikseri, otomatik programlanabilir karıştırma döngüleri sunarak kullanıcılara kesintisiz bir işlem sağlar. Hassasiyetle kontrol edilen bir motorla hareket eden ileri düzey gezegen hareketli pervanesi, çimento macunları ve harçların derinlemesine ve tutarlı bir şekilde karıştırılmasını garanti eder. Bu mikser, IS:10890, EN 196-1, EN 196-3 ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış olup, tutarlılık ve doğruluk talep eden profesyoneller için ideal bir araçtır.

Mikser, geniş bir malzeme yelpazesi ve karıştırma hacmini işleyebilen dayanıklı paslanmaz çelik bir çömlek ile donatılmıştır. Paslanmaz çelik çırpıcısı, 5 litrelik kapasiteye sahip olup, dayanıklılığıyla dikkat çeker. Otomatik kum dağıtıcı, son karışımın safsızlıklardan arındırılmasını sağlayarak üretkenliği artırır ve karışımın hemen kullanılmak üzere hazır olmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, operatörler farklı görevler için karıştırma parametrelerini kolayca özelleştirebilir ve günlük işlemlerde nihai kontrol ve rahatlık sunar.

Olağanüstü karıştırma performansının yanı sıra, bu mikser güvenlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Sıçrama korumaları, emniyet kilitleri ve erişim koruması, operasyon sırasında yüksek düzeyde işyeri güvenliği sağlar. Plug & Play fonksiyonu, mikserin kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olmasını sağlayarak sezgisel ve zahmetsiz bir kurulum sunar.

Standartlarınıza Uygunudur

Mikser, EN, ISO ve ASTM standartlarına uygun karıştırma süreçleri sunarak, geniş bir uygulama yelpazesinde tutarlı ve doğru sonuçlar sağlar. Otomatik kum ekleme özelliği, hassasiyeti daha da artırarak, kullanıcıların her seferinde ideal karışımı elde etmelerini sağlar, böylece manuel müdahaleye gerek kalmaz.



Vector Otomatik Harç Mikseri

Optimal Karıştırma Çözümü

Sonuç

Gelişmiş Kum Filtrasyon Sistemi ile donatılmış Otomatik Programlanabilir Harç Mikseri, çimento ve harç karıştırma işlemlerinin geleceğidir. İleri teknoloji ile kullanıcı dostu özelliklerin birleşimiyle tasarlanmış bu mikser, laboratuvarlar, inşaat profesyonelleri ve endüstriyel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözümdür. Yenilikçi tasarımı ve güvenilir performansı, her parti çimento veya harcın mükemmel bir şekilde karıştırılmasını sağlayarak daha kısa sürede üstün sonuçlar elde edilmesini garanti eder. Harç mikseri ile hassasiyet ve verimliliğin bir sonraki seviyesini deneyimleyin ve karıştırma yeteneklerinizi sektörün en yüksek standartlarına uygun hale getirin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Teknik Özellik
Standartlara Uygunluk	EN 196-1, 196-3, 413-2, 456-2, 480-1, 1015-2; ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162
Kap Kapasitesi	5 litre
Güç Kaynağı	Voltaj: 220-240V, Frekans: 50-60 Hz, Faz: 1 faz
Karıştırma Hızları	Düşük Hız: 140 ± 5 RPM, Yüksek Hız: 285 ± 10 RPM
Karıştırma Başlığı Hızları	Düşük Hız: 62 ± 5 RPM, Yüksek Hız: 125 ± 10 RPM
Boyutlar (U x G x Y)	500 x 300 x 500 mm
Ağırlık	40kg
Kontrol Sistemi	Otomatik ve manuel çalışma modları; Dokunmatik Ekran
Kum Dağıtıcı	Evet
Dahil Olan Aksesuarlar	Paslanmaz çelik karıştırma kasesi; Paslanmaz çelik karıştırma çırpıcısı; Kum dağıtıcı
Opsiyonel Aksesuarlar	Sıçrama karşı plexiglass koruma