

# MANUEL VICAT



Manuel Vicat Cihazı, Vicat Yöntemi kullanılarak çimentonun priz süresi ve kıvamını belirlemek için tasarlanmış hassas bir test cihazıdır. EN 196-3, ASTM C187, C191 ve AASHTO T129, T131 standartlarına uygundur. İnşaat laboratuvarları için vazgeçilmez bir araç olup, çimento esaslı malzemelerin kalitesini ve performansını sağlamak amacıyla doğru ve tekrarlanabilir ölçümler sunar.



**VTR-1020**



# Vector Manuel Vicat

## Hassasiyet ve Çok Yönlülük

Manuel Vicat Cihazı, hareketli bir kol ve sabit bir tutucu içeren tasarımıyla, başlangıç iğnesi, bitiş iğnesi ve test çubuğu gibi farklı uçların kolayca takılmasını sağlar. Ayarlanabilir cetvel, hassas sıfırlama imkanı sunarken, 0-50 mm ölçek, net ve doğru okumalar sağlayarak tutarlı test sonuçları elde edilmesini garanti eder. Kullanıcı dostu yapısı sayesinde testlerin kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar, bu da onu çimento testleri için güvenilir bir seçenek haline getirir.

## Kapsamlı Test

Vicat Cihazı, eksiksiz bir set olarak sunulmakta olup aşağıdaki bileşenleri içerir:

- 70 x 60 x 40 mm cam plaka, numunenin stabil yerleştirilmesi için
- Tam Vicat iğne seti, kıvam ve priz süresi belirleme testleri için
- Cam termometre (0-50°C), hassas sıcaklık takibi için
- EN standartlarına uygun Vicat kalıbı

Bu **\*\*hepsi bir arada paket\*\***, operatörlerin **\*\*hemen teste başlamaları\*\*** için gerekli tüm bileşenlere sahip olmalarını sağlayarak ek satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

## Güvenilir ve Kullanımı Kolay

Vicat cihazları kullanıcı rahatlığı ve doğruluğu için tasarlanmıştır. İlave ağırlıkları üste yerleştirin, sıfır konumunu cetvelle ayarlayın ve teste başlayın. Entegre ölçeğe ve Ø10 mm tutarlılık pistonuna sahip sağlam metal çerçeve, dayanıklılık ve hassasiyet sağlar. Ek olarak destekleyici cam plaka, doğru ölçümler için sağlam bir temel sağlar.

İster inşaat uzmanı, ister kalite kontrol teknisyeni, ister araştırmacı olun, Manuel Vicat cihazları doğru ve tekrarlanabilir ölçümler sağlayarak çimentonuzun gerekli performans kriterlerini karşılmasını sağlar. Test sürecinizi kolaylaştırmak ve tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar sağlamak için bugün siparişinizi verin.