

SU **DİSTİLE CİHAZI**



Yüksek kaliteli Su Distilemizin sunduğu konfor ve güvenilirliği deneyimleyin; saf, distile su üretimi için mükemmel bir çözümdür. Laboratuvar, hastane, atölye veya yüksek kaliteli su gerektiren herhangi bir tesiste çalışıyorsanız, bu kompakt ve çok yönlü distileme cihazı ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.



VTR 13-017



Vector Su Distile Cihazı

Saf Su Üretimi

Genel Bakış

Dayanıklı paslanmaz çelikten üretilen Su Distile Cihazı, yoğun kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış olup temizliği ve bakımı son derece kolaydır. Su ve buhar ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemedendir, bu da uzun ömür ve korozyona karşı direnç sağlar. Bu sağlam yapı, cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışmasını garanti eder ve her türlü profesyonel ortam için mükemmel bir tercih haline getirir.

Düşük su basıncında bile yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlanan Su Distilemizi, tutarlı performans sunar. Masa üstü veya duvara kolayca monte edilebilir, böylece çalışma alanınıza uygun esneklik sağlar. 36 x 36 x 57 cm ve 40 x 55 x 58 cm boyutlarındaki kompakt yapısı, kapasiteden ödün vermeden yer tasarrufu sağlar.

Su Distilemimiz, 2.3 µS/cm ile su iletkenliği üretebilme kapasitesine sahiptir, bu da onu yüksek saflıkta su gerektiren uygulamalar için ideal kılar. Bu saf su seviyesi, laboratuvar deneyleri, tıbbi işlemler, kimyasal süreçler ve daha fazlası için vazgeçilmezdir.

Laboratuvarlar, hastaneler, diyaliz merkezleri, tıbbi tesisler, kimya endüstrileri, kozmetik üretimi ve daha fazlası gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan Su Distilemimiz, yüksek saf su ihtiyacı duyan sektörlerin taleplerini karşılar. Distile suyu verimli bir şekilde üretme yeteneği, kalite ve güvenilirliğe öncelik veren işletmeler ve atölyeler için vazgeçilmez bir araçtır.



Vector Su Distile Cihazı

Ana Özellikler:

Dayanıklı Paslanmaz Çelik Yapı: Uzun ömür ve korozyona karşı direnç sağlar.

Gelişmiş Güvenlik Mekanizmaları: Boş kazanlarda kaynama ve su kesintilerine karşı koruma sağlar.

Düşük Su Basıncında Yüksek Verimlilik: Su basıncı değişikliklerinden bağımsız olarak tutarlı performans sunar.

Esnek Montaj Seçenekleri: Masa üstü veya duvara montelenebilir, kullanım kolaylığı sağlar.

Kompakt Tasarım: Kapasiteden ödün vermeden yer tasarrufu sağlar

Üstün Su Saflığı: 2.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ile su üretir.

Birden Fazla Güç Seçeneği: 3 kW, 6 kW ve 9 kW modelleri mevcut.

Kalite ve Güvenilirliğe Yatırım Yapın

Su Distilemimiz, kullanımı kolay, bakımı basit ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Distilasyon prensibiyle çalışır; su kaynatılır, buharlaştırılır ve ardından sıvı hale yoğunlaştırılır, böylece kirleticilerden arındırılmış saf su elde edilir. Bu yöntem, uygulamalarınız için en yüksek kaliteli distile suyu almanızı garanti eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	VTR 13-017-4	VTR 13-017-12	VTR 13-017-24	VTR 13-017-36
Kapasite	4 Lt	4 Lt + 8 Lt	8 Lt + 16 Lt	12 Lt + 24 Lt
Güç Opsiyonları	3 KW	6 KW	9 KW	9 KW
Soğutma Suyu	40 Lt			
Su İletkenliği	2,3 $\mu\text{S}-\text{cm}$			
Dış Boyutlar (cm)	36x36x57	36x36x57	58x55x40	58x55x40
İç Malzeme	Paslanmaz Çelik			
Dış Malzeme	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik			
Güvenlik	Aşırı Sıcaklık Koruma			
Güç Değerleri	220 V 50 Hz.	220 V 50 Hz.	380 V 50 Hz	380 V 50 Hz